



Dental Zirconia Block User Manual

Product Name Dental Zirconia Block

Organization Structure

Model White:

The main ingredients include zirconia, yttrium oxide other oxides.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 \leq 0.5\%$

Other Oxides $\leq 0.5\%$

Model Color and Multilayer:

The main ingredients include zirconia, ferric oxide, Erbium oxide and other oxides.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \geq 98.2\%$

Erbium oxide $\leq 1.0\%$

Ferric oxide $\leq 0.3\%$

Other Oxides $\leq 0.5\%$

Service Life 5 years

Application method

Open the bag take out porcelain pieces, placed in special dental processing equipment for processing, after dyeing, high temperature (1450~1600 °C).

After sintering and crystallization, the finished product will be made after dressing, overlaying decorative porcelain or glazing and other processes. Finally, it will be used by professional doctors for the repair, installation and wearing of human denture.

Intended Use

The Dental Zirconia Block is used for making crowns, Bridges, inlays and veneers of fixed denture.

Physicochemical property

Density (post sintering): $\geq 6.0g/cm^3$

Class:5: Flexural strength (post sintering) $\geq 800MPa$

Class:4: Flexural strength (post sintering) $\geq 600MPa$

Chemical solubility: $< 100\mu g \cdot cm^{-2}$

Radioactivity (uranium-238) $\leq 1.0Bq/g$

coefficient of linear thermal expansion: $(10.5 \pm 0.5) \times 10^{-6}K^{-1}$

Type: II, supplied in block

Class:5: White ST/White SHT/White HT/Color ST/Color

SHT/Multilayer SHT/Multilayer ST.

Class:4: White UT/Color UT/Multilayer 3D/Multilayer

4D/Multilayer UT.

Notice

1. Please check well the package and inside product, if any damage, forbid to use.
2. Don't press and collide during store, transit and processing.
3. Unburned porcelain should not be directly used in human denture or oral repair.
4. This product needs to be made by professional technicians and used by professional doctors.
5. Expired product is forbidden to reuse.
6. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
7. Single use products, do not reuse.

Package Carton packaging.

Disposal Abandon directly, the products do not pollute the environment after waste.

Biological Properties

1. No cytotoxicity
2. No sensitization
3. No acute oral stimulation
4. No acute systemic toxicity
5. No chronic systemic toxicity
6. AMES test: negative

Storage

Storage at indoor temperature (generally 5 -50 °C), ventilated and dry conditions.

Contraindication

In the event that there is an insufficient occlusal clearance and/or vertical prep wall, making the preparation unsuitable for an all-ceramic restoration, an alternative material must be chosen. Inlay bridges, endosseous implants and root posts are other contraindications.

Suggested sintering curve

Sintering can take place in all common dental sintering furnaces which are approved for the sintering of restorations made of zirconium dioxide. Since zirconium dioxide is known to be a poor thermal conductor, it is recommended that you slowly heat the mounts to the required temperature (see sintering graph) and cool them down equally slowly.

Sintering Curve

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1530	156	3.4
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	104	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (6-10)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	245	4
step 2	1000	1530	177	3
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	146	-5
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
3DS8 Multilayer Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1500	147	3.4
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	100	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
3DS8 Multilayer Sintering Curve (6-10)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	245	4
step 2	1000	1500	167	3
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	140	-5
step 5	800	natural cooling 20	/	/

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (11-14)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	326	3
step 2	1000	1530	265	2
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	183	-4
step 5	800	natural cooling 20	/	/

UT Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1450	132	3.4
step 3	1450	1450	120	0
step 4	1450	800	93	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3DS8 Multilayer
Sintering Curve (11-14)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	326	3
step 2	1000	1500	250	2
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	175	-4
step 5	800	natural cooling 20	/	/

Wall and edge thickness

Type	Anterior		Posterior	
	Thickness	Connector cross section	Thickness	Connector cross section
Single crown	≥0.9mm	≥9mm²	≥1.0mm	≥12mm²
3 unit bridges	≥0.9mm			
Long bridges	≥0.9mm			

Denumirea produsului:

Bloc de zirconiu dentar

Structura de organizare

Model alb:

Principalele ingrediente includ zirconiu, oxid de ytriu și alți oxizi.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \sim 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$AhO_3 = 0.50/o$ Alți oxizi = 0.5%

Model colorat și multistrat:

Principalele ingrediente includ zirconiu, oxid de fier, oxid de erbiu și alți oxizi.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \sim 98.2\%$

Oxid de erbiu = 1,0%

Oxid de fier = 0,3%

Alți oxizi = 0,5%

Durata de viață: 5 ani

Metoda de aplicare

Deschideți punga și scoateți piesele de porțelan, plasate în echipamente speciale de prelucrare dentară, după pigmentare, la temperaturi ridicate (1450~ 1600 °C).

După sinterizare și cristalizare, produsul finit va fi realizat după ce se va aplica porțelan decorativ sau glazurare și alte procese. În fine, va fi utilizat de către medici profesioniști pentru repararea, instalarea și purtarea protezelor dentare umane.

Utilizare preconizată

Blocul de zirconiu dentar este utilizat pentru realizarea de coroane, punți, inlay-uri și fațete pentru proteze fixe.

Proprietăți fizico-chimice

Densitate (după sinterizare): = 6.0g/cm3 Clasa:5:

Rezistența la flexiune

(după sinterizare) = 800MPa Clasa: 4 Rezistența la flexiune (după sinterizare) =

600MPa Solubilitate chimică: < 100pg.cm[^]

Radioactivitate (uraniu-238) = 1,0Bq/g

coeficient de dilatare termică liniară: (10.5±0.5) x10⁻⁶

Tip: II, livrat în bloc

Clasa:5: Alb ST/Alb SHT/Alb HT/Color ST/Color

SHT/Multistrat SHT/Multistrat ST.

Clasa:4: Alb UT/Color UT/Multistrat 3D/Multistrat 4D/Multistrat UT.

Notă

1. Vă rugăm să verificați bine ambalajul și interiorul produsului, iar dacă există deteriorări nu permiteți utilizarea.
2. Nu apăsați și nu loviți în timpul depozitării, tranzitului și prelucrării.
3. Porțelanul nears nu trebuie utilizat direct în proteze umane sau pentru reparații orale.
4. Acest produs trebuie să fie realizat de tehnicieni profesioniști și utilizat de medici profesioniști.
5. Este interzisă reutilizarea produselor expirate.
6. Orice incident grav produs în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din Statul Membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.
7. Produse de unică folosință, nu se refolesc.

Ambalaj Eliminare

Ambalaj din carton.

Aruncați direct, produsele nu poluează mediul înconjurător după eliminare

Proprietăți biologice

1. Fără citotoxicitate
2. Fără sensibilizare
3. Fără stimulare orală acută
4. Fără toxicitate sistemică acută
5. Fără toxicitate sistemică cronică
6. Test AMES: negativ

Depozitare

Depozitare la temperaturi de interior (în general 5 -50C), în spații aerisite și uscate.

Contraindicație

În cazul în care există insuficient spațiu ocluzal și/sau un perete de pregătire vertical, ceea ce face ca preparatul să nu fie adecvat pentru o restaurare integral ceramică, trebuie ales un material alternativ. Punțile de inlay, implanturile endosteale și barele radiculare sunt alte contraindicații.

Curba de sinterizare recomandată

Sinterizarea se poate realiza în toate cuptoarele obișnuite de sinterizare dentară care sunt aprobate pentru sinterizarea restaurărilor din dioxid de zirconiu. Deoarece se știe că dioxidul de zirconiu este un conductor termic slab, se recomandă să încălziți lent monturile până la temperatura necesară (a se vedea graficul de sinterizare) și să le răciți la fel de lent.

Sintering Curve

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1530	156	3.4
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	104	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (6-10)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	245	4
step 2	1000	1530	177	3
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	146	-5
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
3DS8 Multilayer Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1500	147	3.4
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	100	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
3DS8 Multilayer Sintering Curve (6-10)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	245	4
step 2	1000	1500	167	3
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	140	-5
step 5	800	natural cooling 20	/	/

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (11-14)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	326	3
step 2	1000	1530	265	2
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	183	-4
step 5	800	natural cooling 20	/	/

UT Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1450	132	3.4
step 3	1450	1450	120	0
step 4	1450	800	93	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3DS8 Multilayer
Sintering Curve (11-14)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	326	3
step 2	1000	1500	250	2
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	175	-4
step 5	800	natural cooling 20	/	/

Wall and edge thickness

Type	Anterior	Connector cross section	Posterior	Connector cross section
	Thickness		Thickness	
Single crown	≥0.9mm	≥9mm²	≥1.0mm	≥12mm²
3 unit bridges	≥0.9mm			
Long bridges	≥0.9mm			

Όνομα προϊόντος:

Οδοντιατρικό μπλοκ ζirkονίας

Δομή οργάνωσης

Μοντέλο λευκό:

Τα κύρια συστατικά περιλαμβάνουν ζirkονία,

οξειδίο του υτρίου και άλλα οξειδία.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \sim 99\%$

$Y_2O_3: 4.5\% \sim 6.0\%$

$Al_2O_3 = 0.50/\%$ Άλλα οξειδία = 0.5%

Μοντέλο χρωματιστό και πολυστρωματικό:

Τα κύρια συστατικά περιλαμβάνουν ζirkονία,

οξειδίο του σιδήρου,

οξειδίο του έρβιου και άλλα οξειδία.

$ZrO_2 + HfO_2 + Y_2O_3 \sim 98.2\%$

Οξειδίο του έρβιου = 1,0%

Οξειδίο του σιδήρου = 0,3%

Άλλα οξειδία=0,5%

Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια

Μέθοδος εφαρμογής

Ανοίξετε τη σακούλα βγάλετε τα κομμάτια πορσελάνης, που τοποθετούνται σε ειδικό οδοντιατρικό εξοπλισμό επεξεργασίας, μετά από βαφή, υψηλή θερμοκρασία (1450 ~ 1600 ° C).

Μετά την πυροσυσσωμάτωση και την κρυστάλλωση, το τελικό προϊόν θα κατασκευαστεί μετά την πρόσθεση επικάλυψης από διακοσμητική πορσελάνη ή υάλωση και άλλες διεργασίες. Τέλος, θα χρησιμοποιείται από επαγγελματίες γιατρούς για την επισκευή, την τοποθέτηση και τη χρήση ανθρώπινων οδοντοστοιχιών.

Προβλεπόμενη χρήση

Το οδοντιατρικό μπλοκ ζirkονίας χρησιμοποιείται για την κατασκευή στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και όψεων σταθερής οδοντοστοιχίας.

Φυσικοχημικές ιδιότητες:

Πυκνότητα (μετά την πυροσυσσωμάτωση): = 6.0g/cm³

Κατηγορία: 5: Αντοχή σε κάμψη. (μετά την

πυροσυσσωμάτωση) = 800MPa Κατηγορία: 4: Αντοχή σε

κάμψη. (μετά την πυροσυσσωμάτωση) = 600MPa Χημική

διαλυτότητα: < 100pg.cm⁻¹. Ραδιενέργεια (ουράνιο-238) =

1,0Bq/g. συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής:

(10.5±0.5) x10⁻⁶. Τύπος: II, προμηθεύεται σε μπλοκ

Κατηγορία:5: Λευκό ST/Λευκό SHT/Λευκό HT/Χρωματιστό

ST/Χρωματιστό. SHT/πολυστρωματικό SHT/πολυστρωματικό

ST.Κατηγορία:4: Λευκό UT/Χρωματιστό UT/πολυστρωματικό

3D/πολυστρωματικό. 4D/πολυστρωματικό UT.

Σημείωση:

1. Ελέγξτε καλά τη συσκευασία και το εσωτερικό του προϊόντος, εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, μην επιτρέψετε τη χρήση.
2. Μην πιέζετε και χτυπάτε κατά την αποθήκευση, τη διαμετακόμιση και την επεξεργασία.
3. Η άκαυστη πορσελάνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα σε ανθρώπινες οδοντοστοιχίες ή σε στοματικές επισκευές.
4. Αυτό το προϊόν πρέπει να παρασκευάζεται από επαγγελματίες τεχνικούς και να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες γιατρούς.
5. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση ληγμένων προϊόντων.
6. Κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
7. Προϊόντα μίας χρήσης, δεν επαναχρησιμοποιούνται.

Συσκευασία: Συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο.

Διάθεση:

Εγκαταλείψτε ως έχουν, τα προϊόντα δεν μολύνουν το περιβάλλον μετά την απόρριψη.

Βιολογικές ιδιότητες

1. Χωρίς κυτταροτοξικότητα
2. Χωρίς ευαισθητοποίηση
3. Χωρίς οξεία στοματική διέγερση
4. Χωρίς οξεία συστηματική τοξικότητα
5. Χωρίς χρόνια συστηματική τοξικότητα
6. Δοκιμή AMES: αρνητική

Αποθήκευση:

Αποθήκευση σε θερμοκρασίες εσωτερικών χώρων (γενικά 5 -50C), αεριζόμενες και στεγνές συνθήκες.

Αντένδειξη:

Σε περίπτωση που υπάρχει ανεπαρκής αποφρακτική απόσταση και/ή κάθετο τοίχωμα προετοιμασίας, που καθιστά το παρασκεύασμα ακατάλληλο για ολοκεραμική αποκατάσταση, πρέπει να επιλεγεί εναλλακτικό υλικό. Άλλες αντενδείξεις είναι οι γέφυρες με ένθετα, τα ενδοοστικά εμφυτεύματα και οι ριζικοί στύλοι.

Προτεινόμενη καμπύλη πυροσυσσωμάτωσης

Η πυροσυσσωμάτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους συνήθεις οδοντιατρικούς κλιβάνους πυροσυσσωμάτωσης που είναι εγκεκριμένοι για τη πυροσυσσωμάτωση αποκαταστάσεων από διοξείδιο του ζirkονίου. Δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι το διοξείδιο του ζirkονίου είναι κακός θερμικός αγωγός, συνιστάται να θερμαίνετε αργά τις βάσεις στην απαιτούμενη θερμοκρασία (βλέπε γράφημα πυροσυσσωμάτωσης) και να τις ψύχετε εξίσου αργά.

Sintering Curve

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1530	156	3.4
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	104	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (6-10)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	245	4
step 2	1000	1530	177	3
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	146	-5
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
3DS8 Multilayer Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1500	147	3.4
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	100	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3D Plus Multilayer/UT Multilayer
3DS8 Multilayer Sintering Curve (6-10)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	245	4
step 2	1000	1500	167	3
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	140	-5
step 5	800	natural cooling 20	/	/

SHT/SST/SST Color/SST Multilayer
Sintering Curve (11-14)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	326	3
step 2	1000	1530	265	2
step 3	1530	1530	120	0
step 4	1530	800	183	-4
step 5	800	natural cooling 20	/	/

UT Sintering Curve (1-5)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	130	7.5
step 2	1000	1450	132	3.4
step 3	1450	1450	120	0
step 4	1450	800	93	-7
step 5	800	natural cooling 20	/	/

STT Multilayer/3DS8 Multilayer
Sintering Curve (11-14)

Sintering step	Start Temperature(℃)	End Temperature(℃)	Time(Min)	Rate(℃/Min)
step 1	20	1000	326	3
step 2	1000	1500	250	2
step 3	1500	1500	120	0
step 4	1500	800	175	-4
step 5	800	natural cooling 20	/	/

Wall and edge thickness

Type	Anterior		Posterior	
	Thickness	Connector cross section	Thickness	Connector cross section
Single crown	≥0.9mm	≥9mm²	≥1.0mm	≥12mm²
3 unit bridges	≥0.9mm			
Long bridges	≥0.9mm			